



# M.E.R.C.I.

## Method for Easy Reconstitution and Convenient Instillation

**REF** 2618050  
1008683

**CE** 2797 **MD**

**STERILEEO**



Manufacturer  
Fabricant  
Hersteller  
Produttore  
Produsent  
Fabricante  
Fabricante  
Producent



Distributor  
Distributeur  
Vertrieb  
Distributore  
Distributør  
Distribuidor  
Distribuidor  
Distributeur

Intended use: Reconstitution device  
Indication: Dispositif de reconstitution  
Anwendungszweck: Rekonstitutionsgerät  
Uso: Connettore  
Til bruk for: Tilberedningsutstyr  
Utilização: Dispositivo de Reconstituição  
Indicaciones: Set de Reconstitución  
Gebruik: Systeem voor reconstitutie

**MEDICA EUROPE B.V.**  
Galliërsweg 20  
5349 AT OSS  
The Netherlands

**MSD**  
P.O. BOX 20  
5340 BH OSS  
The Netherlands

- ★ • Before use, perform a firm check on the stopcock handle by turning it as you typically would in order to change the fluid path. If the handle comes loose, the device should not be used, and should be replaced by another device.
- Avant toute utilisation, effectuez un contrôle ferme sur la poignée du robinet en le tournant comme vous le feriez habituellement afin de changer le trajet du fluide. Si la poignée se détache, l'appareil ne doit pas être utilisé et devrait être remplacé par un autre dispositif.
- Überprüfen Sie vor Gebrauch den Griff des Absperrhahns. Drehen Sie den Hahn so, wie Sie es normalerweise tun würden, um die Flüssigkeitspassage zu ändern. Falls sich der Griff löst, darf dieses Produkt nicht verwendet werden. Es sollte ersetzt werden.
- Prima dell'uso, fare un fermo controllo di tenuta della chiavetta del rubinetto, ruotandola come si farebbe normalmente per modificare il percorso del fluido. Se la chiavetta risulta allentata, il dispositivo non deve essere utilizzato e deve essere sostituito da un altro dispositivo.
- Sjekk hendelen på stoppekranen før bruk ved å vri hendelen slik du normalt ville gjøre for å endre retningen på væskestrømmen. Hvis hendelen løsner, skal enheten ikke brukes, og må erstattes av en annen enhet.
- Antes de utilizar, execute uma verificação firme na manivela da torneira, rodando-a como normalmente faria para mudar a trajetória do líquido. Se a manivela se soltar, o dispositivo não deve ser utilizado e deve ser substituído por outro dispositivo.
- Antes de utilizarlo, compruebe el giro de la llave como lo haría normalmente para cambiar la trayectoria del fluido. Si la llave se suelta, el dispositivo no se debe utilizar y debe ser reemplazado por otro dispositivo.
- Voer vóór gebruik een stevige controle uit op de stopcock hendel door deze op de gebruikelijke wijze te draaien om de vloeistofrichting te wijzigen. Indien de handgreep los komt, het systeem niet gebruiken en vervangen door een ander systeem.

\* See backside  
 Voir au dos  
 Siehe Rückseite  
 Vedi retro  
 Se baksiden  
 Ver atrás  
 Vea el reverso  
 Zie achterzijde

